

添付文書
医04 整形用品

一般医療機器

医療脱脂綿

JMDN : 70975000

再使用禁止。

ビューティー コットンNO. 4

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。
- ・体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

本品はコットン100%の長繊維の白色の軟毛で、臭い及び味はしない。セルロース親水性及び中空構造により親水性を有し、液体の吸水を行う。

(サイズ: 4cm×4cm)



〔原理〕

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

〔包装〕1箱(500g)

【使用目的又は効果】(*)

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の液体を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】(*)

使用目的に応じて適宜使用する。

創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・本品の使用は1回限り、再使用はしないこと。
- ・体内に留置しないこと。
- ・使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】(*)

製造販売業者 (株)ピーエスエーサクライ
住所 名古屋市天白区高島一丁目117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビーエイ メディカル プロダクツ カンパニー
リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS CO.,
LTD.
国名 中国