

添付文書
医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN : 70975000

再使用禁止

ステラコットンW

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、綿100%で4cm×4cmの脱脂綿である。

〔原理〕

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

〔原材料〕

綿

〔包装〕

1箱500g(約2000枚)

【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

使用目的により適宜滅菌(オートクレーブ滅菌、E.Oガス滅菌)をして使用する。

【使用上の注意】

- ・本品を再使用しないこと。
- ・本品は滅菌されていないため、必要に応じて、適切な滅菌を行ってから使用すること。
- ・使用後は、感染防止に留意し、安全な処理を行うこと。
- ・体内に留置しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 (株)ビーエスエーサクライ
住所 愛知県名古屋市中区高島1-117-1
TEL 052-805-1181
外国製造業者 ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー
リミテッド
B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD..
国名 中国