

添付文書  
医 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN : 70975000

再使用禁止

## デンタルガーゼ

**【禁忌・禁止】**  
・再使用禁止。

**【形状、構造及び原理等】**

[形状、構造]

本品は、綿100%で5cm×5cmの脱脂綿である。

[原理]

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

[原材料]

綿

[包装]

1パック(200枚入)

1箱(200枚入×25パック)

**【使用目的又は効果】**

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

**【使用方法等】**

使用目的により適宜滅菌(オートクレーブ滅菌、E.Oガス滅菌)をして使用する。

**【使用上の注意】**

- ・本品を再使用しないこと。
- ・本品は滅菌されていないため、必要に応じて、適切な滅菌を行ってから使用すること。
- ・使用後は、感染防止に留意し、安全な処理を行うこと。
- ・体内に留置しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避ける。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

(株)ビーエスエーサクライ

住所

愛知県名古屋市中区高島1-117-1

TEL

052-805-1181

外国製造業者

ビー・エイ・メディカル・プロダクツ・カンパニー・リミテッド

B. H. MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.

国名

中国