

添付文書
器 25 医療用鏡
一般医療機器 歯鏡 JMDN : 31776000

***再使用禁止**

グラスソフィア No. 4

【禁忌・禁止】

- ・破損、変形、劣化が見られるものは使用しないこと。
- *・再使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

* [形状・構造]

ミラーヘッド部及び本体ハンドル部から構成される手持型器具である。色はブルー、グリーン、イエロー、ピンクがある。(全長 : 約 175mm ミラー部 : Φ22mm)



[原材料]

ミラー部 : ガラス
本体部 : PP

[原理]

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

【使用目的又は効果】

口腔内診査又は圧排のために用いる歯科用器具で、通常、ミラーヘッド及びハンドルからなるものをいう。

* 【使用方法】

- ① 本体ハンドル部を手に持ち、先端ミラー部により、口腔内の診察又は排圧に用いる。
- ② 使用後は適切に廃棄する。

【使用上の注意】

- ・損傷、変形、劣化の認められるものは使用しないこと。
- ・【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気の多い場所は避けること。
- ・通気性のよい、汚染を受けない場所で保管すること。
- ・小児の手の届かない、適切な場所に保管すること。

[有効期間]

- ・有効期間等の定めはないが、破損や劣化が見られる場合は使用をさけること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	(株) ビーエスエーサクライ
住所	名古屋市天白区高島一丁目 117-1
TEL	052-805-1181
外国製造業者	B. H MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. (ビーエイチ ディカル プロダクツ カンパニー リミテッド)
国名	中国