

医 04 整形用品  
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN コード 70975000

## 滅菌メンカク

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

\*綿100%からなる繊維をパッド状にしたものを裁断後、酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行ったものである。

#### 【使用目的又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

#### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

#### 【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

\*\* 1. 体内に留置しないこと。

2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

\*\* 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

自己認証（自社データ）による（使用期限参照）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

\*大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

\*\*<http://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)