

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDN コード 11028000

CL プレット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

**綿 100%の脱脂綿を球状とし、表面加工剤で表面加工後、酸化エチレンガス（EOG）による滅菌を行ったものである。
本品はフタ付きのプラスチック容器入である。

種 類	規 格	包 装
No. 14 5 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 14 10 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 14 20 球入	直径約 14 mm	12 個/箱
No. 20 5 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 20 10 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 20 20 球入	直径約 20 mm	12 個/箱
No. 25 5 球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No. 25 10 球入	直径約 25 mm	12 個/箱
No. 30 5 球入	直径約 30 mm	12 個/箱
No. 40 3 球入	直径約 40 mm	12 個/箱

但し、上記以外の別注仕様の製品については、容器若しくは被包に内容量又は入数を表示する。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌容器から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- ・重要な基本的注意

- *1. 体内に留置しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。

*2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

〔自己認証（自社データ）による（使用期限参照）〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- ・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

**<https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)