

医 04 整形用品
一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN コード 33961001

ハクゾウ処置キット A

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

※本品は医療機器 2 品目以上と消毒、処置に必要とされる以下の
構成品を組み合わせて滅菌したものである。

※※【一般医療機器】

	構成品の一般的名称
1	医療ガーゼ
2	医療脱脂綿
3	コットンボール
4	救急絆創膏
5	X線造影材入りガーゼ
6	X線造影材入りスポンジ
7	開腹術用スポンジ
8	汎用注射筒
9	止血用押圧器具
10	単回使用汎用サージカルドレープ
11	手術用被覆・保護材
12	綿状パッド
13	医療用不織布
14	手動式生体用洗浄器

※※【附属品】

	構成品の名称
1	ピンセット
2	綿棒
3	固定用テープ
4	手袋
5	防水シート
6	容器
7	膿盆
8	ダストパック
9	キャップ
10	マスク
11	ガウン
12	脚袋
13	安全ピン
14	ホータイ
15	不織布シート
16	鉗子
17	当てパット
18	柄付きスポンジ
19	駆血帯

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆
保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキッ
トをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

開封して適宜使用する。

【使用上の注意】

・重要な基本的注意

- ※ 1. ピンセットは部材の把持以外の目的で使用しないこと。
2. 本品の使用は一回限り、再使用はしないこと。
3. 包装開封後、速やかに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な
場所に保管すること。

※ 2. 有効期間

本品の容器若しくは被包に記載

【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

・製造販売業者

ハクゾウメディカル株式会社

大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番 9 号

※※ <https://www.hakuzo.co.jp/>

TEL 06-6942-0451(代)