

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)
アストラテック インプラント 技工用器具

【禁忌・禁止】

・他社製品と組み合わせて使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、インプラントの補綴及び技工操作に使用する器具である。なお、本品はいずれも未滅菌品である。

2. 種類

1) インプレッション ピックアップ

① インプラント用

品番	品名
22867	フィクスチャーインプレッション ピックアップ ショート
22868	フィクスチャーインプレッション ピックアップ ロング
24936	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ショート
24937	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 NI ロング
24928	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ショート
24929	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 NI ロング
24950	インプラント ピックアップ 3.0 ショート
24949	インプラント ピックアップ 3.0 ロング
24947	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ショート
24948	インプラント ピックアップ 3.5/4.0 ロング
24938	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ショート
24946	インプラント ピックアップ 4.5/5.0 ロング
24986	インプラント ピックアップ プロファイル ショート
24985	インプラント ピックアップ プロファイル ロング

② アバットメント用

品番	品名
22710	DA インプレッション ピックアップ 4
22711	DA インプレッション ピックアップ 5
22712	DA インプレッション ピックアップ 6
22882	20°ユニアバットメント ピックアップ 4.3
22883	45°ユニアバットメント ピックアップ 4.3
22876	20°ユニアバットメント ピックアップ 5.5
22878	45°ユニアバットメント ピックアップ 5.5
24254	アングルドアバットメント ピックアップ
22439	ボールアバットメント ピックアップ

2) インプレッション トランスファー

品番	品名
24958	インプラントトランスファー 3.0 ロング
24959	インプラントトランスファー 3.5/4.0 ショート
24960	インプラントトランスファー 3.5/4.0 ロング
24956	インプラントトランスファー 4.5/5.0 ショート
24957	インプラントトランスファー 4.5/5.0 ロング
22068	20/45 ユニアバットメント トランスファー
25050	インプラント トランスファー プロファイル 4.5/5.0 ショート
25051	インプラント トランスファー プロファイル 4.5/5.0 ロング

3) ガイドピン

品番	品名
24970	インプラントガイドピン 3.0 ショート
24976	インプラントガイドピン 3.0 ロング
24968	インプラントガイドピン 3.5/4.0 ショート
24969	インプラントガイドピン 3.5/4.0 ロング
24966	インプラントガイドピン 4.5/5.0 ショート
24967	インプラントガイドピン 4.5/5.0 ロング
22190	アバットメントガイドピン M1.4 - 13mm
22197	アバットメントガイドピン M1.4 - 16mm
22198	アバットメントガイドピン M1.4 - 19mm
22199	アバットメントガイドピン M1.4 - 22mm

4) レプリカ

① インプラント用

品番	品名
22398	フィクスチャーレプリカ 3.5
22397	フィクスチャーレプリカ 4.0ST
24977	インプラントレプリカ 3.0
24978	インプラントレプリカ 3.5/4.0
24979	インプラントレプリカ 4.5/5.0
25047	インプラントレプリカ プロファイル

② アバットメント用

品番	品名
22265	DA レプリカ ウルトラ 3.5
22266	DA レプリカ ウルトラ 4.0
22054	DA レプリカ 4
22064	DA レプリカ 5
22065	DA レプリカ 6
22069	アバットメントレプリカ ユニ 20°
22070	アバットメントレプリカ ユニ 45°
24227	アバットメントレプリカ アングルド
22505	ボールアバットメント レプリカ

5) バーンアウトシリンダー

品番	品名
22372	DA バーンアウトシリンダー 4
22373	DA バーンアウトシリンダー 5
22379	DA バーンアウトシリンダー 6
22186	バーンアウトシリンダー ユニ 20°
22187	バーンアウトシリンダー ユニ 45°
22448	バーンアウトシリンダー アングルド

6) ラボスクリュー

品番	品名
24802	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.4 (2 入)
24857	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M1.6 (6 入)
24858	ラボ アバットメントスクリュー デザイン M2 (6 入)
24859	ラボ ブリッジスクリュー ヘックス&スロット (各 3 入)
24860	ラボ アバットメントスクリュー アングルド (M1.6、M2 各 2 入)

7) ポリッシングプロテクター

品番	品名
22471	ポリッシングプロテクター ユニ 20° (10 入)
22474	ポリッシングプロテクター ユニ 45° (10 入)

8) グラインディングデバイス

品番	品名
22170	グラインディングデバイス ユニ 20°
22820	グラインディングデバイス シリンダー

9) その他の器材

品番	品名
22084	O リング, スペーサー ボールアバットメント用 (10 入)

10) その他

品番	品名
	スペーサー ロング
	スペーサー ショート

取扱説明書を必ずご参照下さい。

3. 材質

本システムを構成する各製品の材質は以下の通り。

材質	品名
チタン合金	ラボスクリュー インプラント ピックアップ インプラントトランスファー インプラントレプリカ インプラントガイドピン
ポリプロピレン	ボールアバットメント ピックアップ DA インプレッション ピックアップ
ステンレス鋼	アングルドアバットメント ピックアップ ユニアバットメント ピックアップ ユニアバットメント トランスファー アバットメントガイドピン フィクスチャーレプリカ アバットメント用レプリカ ポリッシングプロテクター
PMMA	バーンアウトシリンダー
タングステンカーバイト	グライディングデバイス
NBR	O リング スペースー
すず	スペースー

【使用目的又は効果】

本品は、アストラテック インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

インプラントの補綴及び技工操作に用いる。

【使用上の注意】

本品は、マニュアルに規定されているインスツルメント及びコンポーネントと共に補綴治療の術式においてのみ使用すること。

1. 重要な基本的注意

- 1) インプラント治療を行うに際し、治療法・危険性あるいは代替治療等について患者に十分な説明を行い、同意を得ること。
- 2) 臨床的に記録された治療手順に従うこと。
- 3) 外科処置に使用する際は、必ず洗浄・滅菌をすること。
- 4) 必要に応じて滅菌する際は、高圧蒸気滅菌を行うこと。
＜滅菌条件＞ 温度：134℃ 3分間以上
- 5) 使用中は常に患者の全身及び口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は直ちに治療をやめ、適切な処置を行い、患者の安全を確保し回復を図ること。
- 6) 術中に患者が本品を誤飲しないように本品に予め適切な処置をし、十分注意して使用すること。
- 7) 他社製品と組み合わせて使用しないこと。
- 8) 本品に無理な負荷をかけないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・高温、多湿、直射日光を避け、清潔な場所で常温保管すること。
- ・歯科医療従事者以外の手に触れないように保管・管理すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

製造業者：

Sirona Dental Systems GmbH（ドイツ）

Dentsply IH AB（スウェーデン）