

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器
一般医療機器 ガイド（37150000）
アンキロス チタンドリリングスリーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状：1 種類

材質：チタン合金

【使用目的又は効果】

ドリルを適正な進路に導くために用いる器具である。インプラント埋入部の正確な位置を確認するために用いる。

【使用方法等】

インプラント埋入用ステントを作製する際に、ドリルガイド用のスリーブとして使用する。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

1. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
2. 本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
3. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

製造業者：

Sirona Dental Systems GmbH（ドイツ）

Dentsply IH AB（スウェーデン）

取扱説明書を必ずご参照下さい。