

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器、穿孔器  
一般医療機器 ガイド (37150000)  
アンキロス チタンドリリングスリーブ

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

形状:1種類  
材質:チタン合金

**【使用目的又は効果】**

ドリルを適正な進路に導くために用いる器具である。インプラント埋入部の正確な位置を確認するために用いる。

**【使用方法等】**

インプラント埋入用ステントを作製する際に、ドリルガイド用のスリーブとして使用する。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

1. 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
2. 本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
3. 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

\*

製造販売業者:

デンツプライシロナ株式会社

電話番号 0120-667-467

製造業者:

Sirona Dental Systems GmbH (ドイツ)

Dentsply IH AB (スウェーデン)