

機械器具 39 医療用鉗子


一般医療機器 歯科技工用鉗子 70935000

乳歯冠用咬合面調整鉗子

【形状・構造及び原理等】

1. No.1
2. No.2

形状：



材質：ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具で、金属片、ワイヤ等の屈曲、切断、豊隆及び石膏等の破壊に用いる。

〔使用目的〕

咬合面や歯頸部の微細な部分の調整用

【使用方法等】

冠を適合し、高低の部位を調査した後、小範囲の凹凸を調整します。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

1. 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の二次加工（改造）は行わないこと。
2. 本品に破損、変形、傷、ヒビなどの異常があった場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

1. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
2. 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品と一緒に収納・保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	デントプライシロナ株式会社
製造業者	株式会社 シオダ

〔問い合わせ窓口〕

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123