

改訂日2017年10月(第3版)(新記載要領に基づく改訂)
作成日2006年2月17日(第2版)

届出番号 27B3X00067000007

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール JMDNコード 11028000

販売名 リントレス綿球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造及び原理等】

- ・脱脂綿(綿100%)を平らに又は、ロール上に成型し医療現場等で使いやすいように球状に丸めたもの。
- ・脱脂綿の球状製品の表面をセルロース繊維で加工したもの。
- ・性状:白色で、においはないか又はわずかで著しい異物を含まない
- ・構造:記載しているNo.は脱脂綿の直径寸法を表しています。

【使用目的又は効果】

- ・人の皮膚、粘膜、組織、骨又は血液に接触し、創傷面の保護、血液、体液等の吸収。
- ・薬剤の塗布。

【使用方法等】

- ・衛生材料として必要数を適宜使用すること。
- ・創傷面には滅菌して使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

- ・包装が開封、破損、及び他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

- ・水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 山洋
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目2番6号
お問い合わせ窓口/電話番号: ☎ 0120-340-403

製造業者 NGAMDEE COTTON CO.,LTD
1031 PRACHAPATTANA ROAD TABYAO LADKRABANG
BANGKOK 10520 THAILAND