

改訂日2017年10月(第3版)(新記載要領に基づく改訂)  
作成日2006年2月17日(新様式第2版)

届出番号 27B3X00067000008

一般医療機器 医04 整形用品  
コットンボール 11028000

販売名 リそー綿球

#### 再使用禁止

##### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

##### 【形状、構造及び原理等】

- ・脱脂綿(綿100%)を平らに又は、ロール状に成型し医療現場等で使いやすいように球状に丸めたもの。
- ・性状:白色で、においはないか又はわずかで著しい異物を含まない
- ・本品の容器又は被包に内容及びサイズを表示する。
- ・サイズNo.は脱脂綿の直径寸法を表しています。

##### 【使用目的 又は効果】

- ・様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊。

##### 【使用方法等】

- ・衛生材料として必要数を適宜使用すること。
- ・創傷面には滅菌して使用する。
- ・滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

##### 【使用上の注意】

- ・包装が開封、破損、及び他の汚染が見られる場合は使用しないこと。

##### 【保管方法及び有効期間等】

- ・直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

・有効期間 5年

##### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 山洋  
〒584-0022 大阪府富田林市中野町東2丁目2番6号  
TEL 0721-24-3376

製造業者 NGAMDEE COTTON CO.,LTD  
1031 PRACHAPATTANA ROAD TABYAO LADKRABANG  
BANGKOK 10520 THAILAND

販売業者 カクイ株式会社  
〒890-0081 鹿児島市唐湊4丁目16番1号  
TEL 099-254-2131