

作成日 2015年 11月(新様式第1版)

届出番号 27B3X00067000020

医04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

トリコーム

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと

【形状、構造等】

本品は、綿100%の脱脂綿の球状の塊である。
本品は、白色繊維状の軟毛で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び有効期間等】

水漏れに注意し、直射日光及び火気を避け、
湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社山洋
大阪府富田林市中野町東2丁目2番6号

製造業者 NGAMDEE COTTON CO.,LTD(タイ)

発売元 株式会社竹虎 メディカル事業部