

## 機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管

高度管理医療機器 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ 35094114  
(血管用カテーテルガイドワイヤ 35094103)

# バル ガイドワイヤー

### 再使用禁止

#### \*【警告】

- 本品は「製造専用品」の未滅菌品である。
- 使用に際しては必ず適切な医療機器製造所にて包装及び滅菌をすること。

#### \*【禁忌・禁止】

- 使用後の再滅菌による再使用禁止。
- 使用目的外の使用禁止。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管して下さい。  
涼しく乾燥した場所に保管して下さい。

#### \*【包装】

##### 通常

包装単位 200本／袋（ポリエチレン袋入り。）  
200本×4個（袋）／トレイ

※注文数量により異なる場合がある。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 寸法等：

先端形状 — Jチップとストレートチップ  
外径 — .010インチ～.065インチ  
長さ — 15センチ～480センチ

##### 原材料：

樹脂部：四ふつ化エチレン樹脂  
コア部：ステンレス

※樹脂部（コーティング）のないものもある。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：サニックス株式会社

住 所：東京都千代田区神田岩本町4番地

電 話 番 号：03-5209-1031

製 造 業 者：Lake Region Medical Ltd. (Ireland)

Lake Region Medical (U.S.A.)

#### 【使用目的、効能又は効果】

##### 使用目的

- ・カテーテルの挿入用具として使用される。

#### 【操作方法又は使用方法等】

##### 使用方法

1. 本品は「製造専用」の製品です。
2. 本品は滅菌医療機器の製造原料としてのみ用いられる「未滅菌の製品」です。
3. 使用に際しては必ず滅菌した上でご使用下さい。
4. きず、あわ、きれつ、その他有害のあるものは使用しないでください。
5. 折り曲げたり、強い力を加えたりしないで下さい。

#### 【使用上の注意】

- 本品は未滅菌の製造専用品です。
- 使用に際しては必ず滅菌した上でご使用下さい。
- 折り曲げたり、強い力を与えたりしないで下さい。