

機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管

高度管理医療機器 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ 35094114
(血管用カテーテルガイドワイヤ 35094103)

ガイドワイヤー(SNX)

再使用禁止

*【警告】

- 本品は「製造専用品」の未滅菌品である。
- 使用に際しては必ず適切な医療機器製造所にて包装及び滅菌をすること。

*【禁忌・禁止】

- 使用後の再滅菌による再使用禁止。
- 使用目的外の使用禁止。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管して下さい。
涼しく乾燥した場所に保管して下さい。

*【包装】

通常

包装単位 100本/袋 (ポリエチレン袋入り。)
100本×5個(袋)/ポリエチレン袋

※注文数量により異なる場合がある。

【形状・構造及び原理等】

寸法:

外径 — .010 インチ ～ .049 インチ
長さ — 36センチ ～ 440センチ

原材料:

樹脂部: ポリウレタン樹脂及びフッ素樹脂
及び表面潤滑性コーティング

コア部: Ni-Ti 形状記憶合金

※フッ素樹脂及び表面潤滑性コーティングのないものもある。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: サニックス株式会社

住所: 東京都千代田区神田岩本町4番地

電話番号: 03-5209-1031

製造業者: ファーシスジェイピー株式会社

【使用目的、効能又は効果】

使用目的

- 本品はカテーテル又はイントロデューサーの誘導用として使用される。
- 本品は未滅菌品であり、専ら滅菌品の製造に供される。
また、滅菌品の製造にはエチレンオキシドガス滅菌処理が必要である。

【操作方法又は使用方法等】

1. 本品は「製造専用」の製品です。
2. 本品は滅菌医療機器の製造原料としてのみ用いられる「未滅菌の製品」です。
3. 使用に際しては必ず滅菌した上でご使用下さい。
4. きず、あわ、きれつ、その他有害のあるものは使用しないでください。
5. 折り曲げたり、強い力を与えたりしないでください。

【使用上の注意】

- 本品は未滅菌の製造専用品です。
- 使用に際しては必ず滅菌した上でご使用下さい。
- 折り曲げたり、強い力を与えたりしないで下さい。