

2016 年 3 月 第 3 版(新記載要領に基づく改訂)

2013 年 7 月 第 2 版

届出番号:23B3X00018000022

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

ツッペルガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%のガーゼを球状に巻き込んだ製品です。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

- 適宣使用すること。
- 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと、
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社酒井商店
愛知県名古屋市区城西 2-21-12
TEL 052-524-0615