

製品届出番号：07B3X10001000012

医4 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ

1 m ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿100%30cm幅のガーゼを1mの長さに裁断したもの。
本品は白い布で臭い及び味は無い。

【使用目的又は効果】

衛生材料。医薬品を塗布したり、体液を吸収したりする医療目的に使用するガーゼ。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。創傷面には滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

ほつれた糸が体内に残らないように使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 サンメディカル

〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1

お問い合わせ電話番号 0120-082-159

※添付文書の必要な方は弊社までご請求ください。