

許可番号：07B3X10001

製品届出番号：07B3X10001000081

**2018 年 8 月 作成(第 3 版)(改訂)

*2017 年 8 月 作成(第 2 版)(新記載要領に基づく改訂)

医 4 整形用品

一般医療機器 コットンボール

綿 球

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

**綿 100%の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行なった製品。

【使用目的または効果】

衛生材料。 医薬品を塗布したり、体液を吸収したりする医療目的に使用する綿繊維。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。創傷面には滅菌して使用する。

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること。開封後は早めに使用すること。

滅菌する時は EOG 滅菌をお勧めします。再滅菌はしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】

No.10 10mm.(直径) 50 g 入袋包装 No.25 25mm.(直径) 50 g 入袋包装

No.14 14mm.(直径) 50 g 入袋包装 No.30 30mm.(直径) 50 g 入袋包装

No.20 20mm.(直径) 50 g 入袋包装 No.40 40mm.(直径) 50 g 入袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 サンメディカル

〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1

お問い合わせ電話番号 0120-082-159