

許可番号：07B3X10001

品目番号：07B3X10001000203

2017/08/01 作成(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2010/11/12 作成(新様式第1版)

医4 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ

カコー カットガーゼ滅菌済 L

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿100%の純綿布を7.5cm×10cmの大きさに12枚合せて折畳んだ物。

本品は白い布で臭い及び味は無い。

【使用目的又は効果】

衛生材料。医薬品を塗布したり、液体を吸収したりする医療目的に使用する綿繊維。

滅菌済。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。

【使用上の注意】

再使用しないこと。直接患部に使用するとき、繊維が患部に残らないように注意すること。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないため使い切ってください。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

パッケージに使用期限を記載。

【包装】

パッケージに内容物の枚数を記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 サンメディカル郡山工場

〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1

お問い合わせ電話番号 0120-082-159

製造業者 株式会社 サンメディカル郡山工場

MADE IN CHINA