

2016/11/24 作成(新様式第1版)

医 4 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

カコー カットガーゼ滅菌済 5×5 30枚

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼを5cm×5cmの大きさを折畳み滅菌した物。

【使用目的または効果】

出血の抑制、滲出液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のためを目的とするガーゼから成る器具。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。

【使用上の注意】

体内に残らないように使用すること。

包装が開封、破損、水濡れ及び汚染がある場合は滅菌品として使用しないこと。

一度開封したものは、滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 使用期限

使用期間：滅菌袋に記載〔自己認証（自社データ）による〕

【包装】

3枚入/袋 30袋/箱

【製造販売業者または製造業者の氏名または名称】

製造販売業者

株式会社 サンメディカル

〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1

お問い合わせ電話番号 0120-082-159