

器具器械 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000

練 板

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉



品番	色	寸法
MB-1S03	ピンク	70 x 90 x 7 mm



品番	色	寸法
MB-2	ホワイト	70 x 140 x 7 mm
MB-2S03	ホワイト	70 x 140 x 7 mm

【使用目的または効果】

各種セメント等を練和するために用いる。

【使用方法等】

本品上にセメント等を取り出し、練和する。

【使用上の注意】

〈その他の注意〉

1. シリコーン系の印象材は融着するので使用しないこと。
2. 鋭利なスパチュラは使用しないこと。
3. 本品は歯科医療有資格者以外使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の条件〉

高温多湿を避け冷暗所等にて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：サカセ化学工業株式会社
電話：0776-56-1122