

機械器具 72 視力補正用レンズ

一般医療機器 眼鏡レンズ 35957000 (JMDNコード)

【ユニメッドレンズ】

【形状、構造及び原理等】

樹脂、PC、ガラス製、適切な度数のレンズを使用して網膜上に結像されることにより視力を補正します。球面度数 (S)、乱視度数 (C) および公称寸法は、レンズの包装袋に記載してあります。ただし、該当しない場合には記載がありません。なお、度数の単位はディオプトリー (D) です。

【使用目的又は効果】

眼鏡レンズ。屈折異常を補正する効果があります。

【使用方法】

レンズの光軸を所定の位置にあわせ、眼鏡フレームの玉型の大きさと形状に加工します。

【使用上の注意】

加工時にはミスト及び粉塵の飛散により暴露の可能性があるので、加工機にミスト及び粉塵の飛散防止策を取ることを推奨します。

【保管方法及び有効期間等】

室温で保管して下さい。(高温、多湿、直射日光を避け、適切な場所に保管して下さい。)

【保守・点検に係わる事項】

本製品の継続使用の可否は、眼科医や購入店にご相談下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社ユニメッド

住所：東京都葛飾区西新小岩四丁目38番1号

電話番号：03-6802-9754

製造業者

名称：ベイジン ユニオン アフサアルミック
デバイス テクノロジー サービス
カンパニー リミテッド

Beijing Union Ophthalmic Device
Technology Service Co., Ltd.

国名：中国