

機械器具 25 医療用鏡 可搬型手術用顕微鏡 (JMDN コード 36354020)

一般医療機器 特定保守管理医療機器

オーエムエス マイクロ스코プの付属品

【禁忌・禁止】

[不具合・有害事象の発生の恐れがある。]

- ・本品の故障修理は、当社が認定した技術者のみが行うこと。
- ・本品を該当製品以外に取り付けて使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

以下の製品に取り付けて使用する。

届出番号	販 売 名
13B3X10268000002	オーエムエス 3200
13B3X10268000003	オーエムエス 2380
13B3X10268000004	オーエムエス 2350 Z5

製品名	専 用 付 属 品
オーエムエス 3200	本体、H 型スタンド、第一アーム、第二アーム、ポール、対物レンズ用カバー、ドレープ
オーエムエス 2380	本体、H 型スタンド、第一アーム、第二アーム、ポール、対物レンズ用カバー、ドレープ
オーエムエス 2350 Z5	本体、H 型スタンド、第一アーム、第二アーム、ポール、対物レンズ用カバー、ドレープ

共 通 付 属 品	
ゴムキャップ	滅菌キャップ
ダストカバー	—

オプション品	
ビームスプリッター	ビデオカメラアダプタ
デジタルカメラアダプタ 2	デジタルカメラアダプタ 2(モバイルフォン用)
デジタルカメラアダプタ 2(モバイルフォン用/Easy360)	デジタルカメラアダプタ 2 Rota360
Micro3D Full HD カメラセット (外部)	フラッシュアダプター
ワイヤレスルーターとネットワークケーブルセット	モバイルフォン接続用ワイヤレスフットスイッチ
内蔵 Full HD カメラ接続用ワイヤレスセット	カメラ接続用ワイヤレスフットスイッチ
アングルロテーションリング	アングルロテーションエクステンダー
デュアルアイリス リング	デュアルアイリス ダイアフラム
デジタルビデオカメラ内蔵電源装置	モバイルフォン用固定用カバー
オーエムエス3200用8ファンクションスイッチ 2	オーエムエス3200用6ファンクションスイッチ 2
オーエムエス3200用ミニフットスイッチ	MagPlus 1.5 180° 双眼可変鏡筒
12.5X レティクル付き接眼レンズ	オーエムエス3200用レーザーフィルター
オーエムエス3200用セコンダリーライト	ローテーションリング付き 90° フォルダブルアダプター
バリオ オブジェクトレンズ	1/3" CCD ビデオカメラアダプタ
バランスアーム	ハンドルラバーグリップ
レーザープロテクト リング	ステロオブザベーションチューブ
ストレート ステロ オブザベーションチューブ	ストレート ビノキュラー
エンドスコープ用アダプター	10X 接眼レンズ
12.5X 接眼レンズ	レンズ保護キャップ
滅菌キャップセット	----

【使用目的又は効果】

手術用顕微鏡で診察、治療時に術者の視野を拡大するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

各製品の添付文書及び取扱説明書を参照の事。

【使用上の注意】

1. 十分な経験を積んだ者以外は本製品の操作を行わないこと。
2. 本品を勝手に改造しないこと。
3. 使用前に必ず本品に汚れ、腐食、損傷、かき傷等の異常がないことを確認すること。
4. 使用中は機器全般及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
5. 機器及び患者に異常が発見された場合には、患者に安全な状態で機器の作動を止めるなど適切な措置を講ずること。
6. 患者および術野の上で機器の調整やアクセサリーの着脱をしないこと。
7. 顕微鏡が患者および術野の上で使用されている間は、アクセサリーの交換や顕微鏡の再調整をしないこと。
8. 使用後は次の使用に支障のないように、必ず清浄しておくこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 温度: -40℃～+55℃
2. 相対湿度: 10%～80%
3. 気圧: 500hPa～1060hPa
調整の整った清浄な室内で保管すること。
4. 長期間使用しなかった場合は使用前に動作チェック、安全確認を行うこと。

【保守・点検に係る事項】

1. 故障したときは製造販売業者の指示に従うこと。
2. 本システムは必ず自主点検を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

サニーリバー株式会社

〒143-0015 東京都大田区大森西 5-13-5

TEL 080-4890-3250 Fax 03-6423-0665

【製造元】

ズーマックス メディカル社(中国)

(Zumax Medical Co., Ltd.)