


医 04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

**再使用禁止****ROSA 滅菌済ドレープ****【禁忌・禁止】**

- ・再使用禁止
- ・併用医療機器  
弊社が指定した製品以外との併用はしないこと[相互作用の項参照]。

**【形状・構造及び原理等】**

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については本体の記載を確認すること。

| 形状                                                                                  | 製品名                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | ROSA ロボットアーム用ドレープ         |
|   | ROSA タッチスクリーン式コンソール用ドレープ  |
|  | ROSA 連結アーム用ドレープ           |
|  | <u>ROSA ロボットユニット用ドレープ</u> |

**3. その他の注意**

本品を高熱を発する医療機器等、又はその他火気に接触させないこと。

**【保管方法及び有効期間等】****貯蔵・保管方法**

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

**有効期間**

外箱に記載した表示を参照[自己認証による]。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

- \* 製造販売業者：ジンマー・バイオメット合同会社  
電話番号：03-4331-8600（代）  
主たる設計を行う製造業者：  
MEDTECH S.A.、フランス  
MEDTECH S.A.S.、フランス  
Microtek Medical, Inc.、米国

材質：ポリエチレン

**【使用目的又は効果】**

本品は術野、器具又は装置を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。本品は単回使用である。

**【使用方法等】**

- ・本品は単回使用製品であり、再使用はできない。
- ・詳細な使用方法については、必ず手術手技書を参照すること。

**【使用上の注意】****1. 重要な基本的注意**

- ・外科開口部や創傷部位に接触させないこと。
- ・包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

**2. 相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）****併用禁忌（併用しないこと）**

弊社が指定した製品以外との併用はしないこと[専用品でない  
と設計・開発方針が異なるため、適合しないおそれがある]。

手術手技書を必ずご参照ください