

## 単回使用

## コットンロール（滅菌済）

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと。

### 【形状、構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



サイズ
S (φ8×25mm)
M (φ10×30mm)

#### 2. 原材料

綿 100%

#### 3. 包装

200本×6パック / 箱

### 【使用目的、効能又は効果】

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する。

### 【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

### 【使用上の注意】

- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 開封したものは直ちに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 【保管方法】

- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。

#### 【使用期限】

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。  
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル

住所：石川県能美市福島町に152番地

製造業者：湖北福好医療用品有限公司

製造国：中華人民共和国