

**2025 年 12 月改訂（第 3 版）
*2024 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号： 17B2X10001000187

医療用品（04）整形用品

一般医療機器 医療脱脂綿 JMDN コード：70975000

単回使用

コットンロール（滅菌済）

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止
- 体内に留置しないこと。

Ⅱ【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：FOMED INDUSTRIES INC
製造国：中華人民共和国

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



サイズ：S、M

2. 原材料

綿 100%

3. 包装

200 本×6 パック / 箱

【使用目的、効能又は効果】

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用する。

【使用方法等】

使用目的に応じ、滅菌袋から取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 開封したものは直ちに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。

〔使用期限〕

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）