

**2024年1月改訂(第5版)

*2021年10月改訂(第4版)

届出番号: 17B2X10001000840

医療用品(04) 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 JMDNコード: 70975000

再使用禁止

リッチモンドコットンロール

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。

***【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造

タイプ: ラップ、編込済、編込済ピド

2. 原材料

綿、ナイロン/アセテート(外周の糸)

3. 包装

ラップ、編込済: 2000本 / 箱

編込済ピド: 1400本 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。

【使用方法等】

本品を取り出し、適宜滅菌し使用すること。

(滅菌温度 121℃以下)

***【使用上の注意】**

- 劣化や異常がみられた場合、使用を中止すること。
- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、使用しないこと。
- 開封後は速やかに使用すること。
- 高温蒸気滅菌すること。(滅菌温度 121℃以下)
- 使用後は感染予防に留意し、衛生的に処理すること。

***【保管方法及び有効期間等】**

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者: 株式会社歯愛メディカル

住所: 石川県能美市福島町に152番地

製造業者: RICHMOND DENTAL (リッチモンドデンタル社)

製造国: アメリカ合衆国