

**2024年 1月改訂(第5版)

* 2020年 12月改訂(第4版)

届出番号 : 17B2X10001000842

医療用品 (04) 整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDNコード : 34655000

再使用禁止

不織布スポンジ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、使用しないこと。

* 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

タイプ	層	サイズ
コットン	4層	51 mm×51 mm
ポリ/レーヨン		

2. 原材料

綿 又は ポリエステル、レーヨン

3. 包装

200枚 / 包

【使用目的又は効果】

出血の抑制等の為、創傷又は外科切開部を処置する為に用いる不織布からなる被覆・保護材。

【使用方法等】

適宜滅菌して使用すること。

* 【使用上の注意】

- 本品を包装から出して高圧蒸気滅菌して使用し、処置後に繊維が患部に残らないように注意すること。
- 包装及び本品に破損、汚損等が見られる場合は、使用しないこと。
- 開封後は速やかに使用すること。

* 【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。

** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社歯愛メディカル

住所 : 石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者 : RICHMOND DENTAL (リッチモンドデンタル社)

製造国 : アメリカ合衆国

製造業者 : SION BIOTEXT MEDICAL LTD. (サイオンバイオテックメディカル社)

製造国 : イスラエル