

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット JMDN コード：33961001

再使用禁止

検診用基本セット

*【禁忌・禁止】
再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



	構成品	寸法 (mm)
1	検診用ミラー	全長：170 ミラー内径：21.5
2	検診用ピンセット	全長：165
3	検診用エキスポローラー	全長：165
4	プラトレー	W195×D125×H24

2. 原材料

- (1) 検診用ミラー
本体：ABS 樹脂
鏡部：ポリカーボネート
- (2) 検診用ピンセット
ハンドル：ABS 樹脂
作業部：ステンレススチール
- (3) 検診用エキスポローラー
ハンドル：ABS 樹脂
作業部：ステンレススチール
- (4) プラトレー
ポリプロピレン

3. 包装

検診用ミラー1 本、検診用ピンセット1 本、
検診用エキスポローラー1 本、プラトレー1 枚／パック

【使用目的又は効果】

口腔内の診察及び触診を行うために用いる。

【使用方法等】

ハンドル部を持ち口腔内の診察及び触診を行う。

*【使用上の注意】

- 劣化や異常が見られた場合は、使用を中止すること。
- 形態変更や改造等を行わないこと。
- 本品は滅菌済であるため、再滅菌しないこと。
- 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。
- 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。
- 溶解や破折の原因となるので、器具をヒーティングしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 高温多湿を避け、塵や埃のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

〔有効期間〕

包装材に記載の使用期限までに使用すること〔自己認証（製造所データ）による〕。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地