

**2024 年 12 月改訂（第 3 版）

*2024 年 1 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000995

医療用品（04）整形用品
一般医療機器 医療用不織布 JMDN コード：34655000

再使用禁止

不織布ガーゼ（滅菌済）

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者：FOMED INDUSTRIES INC
（フォメッド インダストリーズ）
製造国：中華人民共和国

**【形状・構造及び原理等】

1. 形状、構造



4 層（個包装又は紙パック包装）

2. 原材料

レーヨン、ポリエステル

【使用目的又は効果】

創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材をいう。

【使用方法等】

本品を無菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。

【使用上の注意】

1. 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
2. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
3. 小児の手のとどかないところに保管すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
2. 小児の手のとどかないところに保管すること。

[使用期限]

包装に記載の期限までに使用すること。[自己認証（製造所データ）による]