

機械器具(39) 医療用鉗子

一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDNコード：70935000

## クラウニー

### 【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



全長：148mm

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル  
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1  
電話番号：076-278-8800

製造業者：DFS-DIAMON GmbH (ディーエフエス ダイヤモン社)  
製造国：ドイツ

2. 原材料

ステンレススチール、ダイヤモンド粒子

3. 包装

1本/包

### 【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工に用いる手動式の鉗子である。

### 【使用方法等】

- 1) 先端部を補綴物の内側に挿入する。
- 2) ハンドル部中央の調節ネジを回して維持力を調整する。

### 【使用上の注意】

- 1) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 2) 可動部の動きがスムーズであることを確認すること。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。