

*2024 年 1 月改訂(第 2 版)
2021 年 9 月作成(第 1 版)

届出番号:17B2X10001001667

機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 JMDN コード:70757000

DESS スクリュードライバー

【形状、構造及び原理等】

1.形状・構造

外観写真は以下のとおり

代表例:DT24TB06



2.原材料

ステンレススチール

3.包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

本品をドライバーホールに差し込み、ラチェットレンチを用いて回転させる。

【使用上の注意】

- 劣化や異常が見られた場合は器具の使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更・打刻(刻印)等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので、絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆びにくい金属であるが、使用方法や環境によっては腐食(錆び)することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 保管中は、損傷しないように注意すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:株式会社歯愛メディカル
住所:石川県能美市福島町に 152 番地

製造業者:Terrats Medical, S.L. (テラッツ メディカル社)
製造国:スペイン