

医療用品（04）整形用品  
一般医療機器 医療ガーゼ JMDNコード：13700000

## 再使用禁止

## Gi 処置ガーゼ

### 【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 体内に留置しないこと。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル  
住所：石川県能美市福島町に152番地

### 【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造  
綿100%のガーゼ製品

製造業者：Winner Medical (Chongyang) Co., Ltd.  
(ウィナーメディカル社)

製造国：中華人民共和国

- 内容量

5枚 / 包 × 20

### 【使用目的又は効果】

外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造における出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護を目的とする。

### 【使用方法等】

本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに1回限り使用する。

### 【使用上の注意】

- 包装が開封、汚損、水濡れ及び他の汚染がみられる場合は、滅菌品として使用しないこと。
- 本品は滅菌済みのため、開封後は直ちに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 高温、多湿、直射日光や火気を避け、清潔なところに保管すること。
- 小児の手のとどかないところに保管すること。
- 本品の使用期限は滅菌袋に記載。  
[記載の使用期限は製造所データによる]