

再使用禁止

編込コットンロール

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

コットン、ポリエステル（外周のひも）

3. 包装

1000 本（50 本×20） / 包

【使用目的又は効果】

本品は医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液の吸収等に使用する。

【使用方法等】

使用目的ごとに適宜使用する。

【使用上の注意】

- 劣化や異常がみられた場合は、使用を中止すること。
- 体内に留置しないこと。
- 使用後は感染防止に留意し適切に破棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社歯愛メディカル
住所：石川県能美市福島町に 152 番地