

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

JPI ニトリルグローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：Jpi ジャパン株式会社

電話番号：03-5804-6388

【形状・構造及び原理等】

本品は 合成ゴム（アクリロニトリルブタジエンゴム）を主材料とし、滑剤（パウダー）の付いていない未滅菌の使い捨て形式の手袋である。

【使用目的又は効果等】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する為に使用する。

【使用方法等】

取り出し口を開封し、手袋を取り出し装着する。

【使用上の注意】

（重要な基本的注意）

- ・かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。
- また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
- ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上使用すること。

〈不具合・有害事象〉

- ・その他の不具合
穴、浸透、膨潤
- ・その他の有害事象
かゆみ、かぶれ、発疹

【保管方法及び有効期間等】

（保管の条件）

- ・水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管すること。
- ・蛍光灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないこと。

（有効期間）

- ・製造年月日より 5 年（製造元データによる）