

*2025 年 5 月 28 日改訂(新様式第 2 版)

2025 年 3 月 12 日作成(新様式第 1 版)

製造販売届出番号 40B1X10003GE0197

機械器具 (58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント技工用器材 70757000

*※単回使用

DENTIS ラボアナログ

【禁忌・禁止】

- 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- 適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカー指定の器具等を使用すること。

- 使用前に製品に異常がないかを確認する。
- 通法に従い適切に使用する。

【使用上の注意】

- 梱包を取り外す前に、製品の外観に欠陥がある場合は、返品する必要がある。
- 製品の破損や変形を防止するため、取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

室温にて保存する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ

連絡先：092-409-4050

外国製造業者：Dentis Co., Ltd. (デンティス)

外国製造業者国名：大韓民国

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下のものから構成される。

オクタアバットメント ラボアナログ	フィクスチャラボア ナログ	ソールアバットメント ラボアナログ
		
O-リングアバットメ ントラボアナログ	Mini ソールアバット メントラボアナログ	Mini フィクスチャラ ボアナログ
		
MU ストレートアバ ットメントデジタルラ ボアナログ	MU Angled アバット メントデジタルラボ アナログ	MU アバットメントデ ジタルラボアナログ
		
デジタルラボアナロ グスクリュー	デジタルラボアナロ グ	
		

原材料：ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

使用前に、本品をオートクレーブで滅菌する。
(滅菌条件：132℃4 分間滅菌、30 分乾燥)

取扱説明書を必ずご参照ください。