

添付文書

2026 年 9 月 10 日 (新様式第 1 版)

医療機器届出番号：40B1X10003GE0252

機械器具(60)歯科用エンジン

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 34713000

3D プリンター Dcraft-4

【警告】

- ① 必ず操作手順に従って使用すること。
- ② 本機の定格（電圧、周波数）に適合する電源コンセントに接続すること。
- ③ 燃えやすいものがあるそばに設置しないこと。
- ④ 緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにすること。

【禁忌・禁止】

- ① 濡れた素手でプラグ及び電源スイッチに触れないこと。
- ② 引火しやすいため作業場には火気を持ち込まないこと。
- ③ 事故につながる恐れがあるため、勝手に分解、修理、改造はしないこと。
- ④ 屋外、水のかかる場所、湿気の多い場所には設置しないこと。

【形状・構造及び原理】

1. 形状・構造



2. 仕様

寸法：330 mm×350 mm×575 mm

重量：23 kg

3. 原理

本品は光硬化性樹脂に計画通りに UV 光を当て、重合反応を利用して造形する 3D プリンターである。

【使用目的又は効果】

本品は、複合ソフトウェアを利用した装置で、技工所又は技工室内に設置して歯科修復物又はコンピュータ支援製造(CAM)に用いる。

【使用方法】

1. 本品は歯科用パーツのコンピュータ支援製造に用いるものである。
2. 具体的な使用方法是マニュアルを参照のこと。

【使用上の注意】

1. 担当者以外は触らないこと。
2. 使用しないときは電源コンセントを抜くこと。
3. 使用時はアースを接続すること。
4. 作動時はドアを閉めること。
5. 目的用途以外は使用しないこと。
6. 精密機器のため、取り扱いには注意すること。
7. 機器を分解・修理・改造しないこと。
8. 異常発生又は故障したときは、直ちに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
2. 振動・衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
4. 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社ジオメディ

福岡県福岡市博多区吉塚 1-38-28 ジオビル

外国製造業者：Shining3D Tech Co., Ltd.

(シャイニングスリーディテック)

外国製造所国：中華人民共和国