

添付文書

2020年10月作成（第1版）

製造販売届出番号：14B3X10015000011

機械器具 01 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ （JMDNコード:70469000）

再使用禁止

Xメジャー

【禁忌・禁止】

使用後は廃棄し、再滅菌したり再使用したりしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構造・形状

ディスプレイザブルスケールシール



2. 原理

本品は、術野に張り付け、ある物体または部位のサイズを計測する。

3. 原材料

不織布

【使用目的又は効果】

本品は、手術台に付属するアクセサリをいう。手術中などに術野に張り付け、ある物体または部位のサイズを計測する。

【使用方法等】

1. 使用前の準備

①本品を包装より取り出し、破損がないか確認する。

2. 使用方法

①術野に張り付ける。

②ある物体または部位のサイズを計測する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・包装が開封、破損、汚損等の異常が認められるものや使用期限を過ぎたものは使用しないこと。
- ・使用後は院内の手順に従い廃棄すること。

2. 不具合

- ・シールの剥がれ

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・高温多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する所を避けて保管すること。

2. 有効期間

製品ラベル参照（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社シルクス
神奈川県座間市東原3丁目18-5
TEL 024-954-3817

製造業者：Yilson Medical Technology Co.,Ltd.
イルソン メディカル テクノロジー
中華人民共和国