

2017 年 6 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014 年 8 月（第 2 版）

届出番号 23B3X00006000024

医 04 整形用品
一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌ツッペル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社
お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

綿100%のガーゼ又は綿100%の脱脂綿を、ガーゼで包んだものを滅菌した製品です。

【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- ・体内へ留置しないこと。
 - ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期限
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。