

2017 年 6 月（第 3 版）（新記載要領に基づく改訂）
2014 年 8 月（第 2 版）

届出番号 23B3X00006000027

医 04 整形用品
一般医療機器 綿状創傷被覆・保護材 11751000

滅菌アテールC

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社
お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

- ・脱脂綿と吸水紙、ラミネート紙をガーゼで包んだパッド状の製品です。
- ・ガーゼの材質:綿100%
脱脂綿の材質:綿100%
吸水紙の材質:パルプ
ラミネート紙の材質:パルプ、ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

創傷を被覆するために用いる、柔らかくふわふわした綿状の塊から成るパッドをいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
- ・体内へ留置しないこと。
 - ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期限
容器又は被包の「使用期限」に記載【自己認証(当社データ)による】。