

器 15 舌圧子
一般医療機器 舌圧子 14066000

滅菌スズラン舌圧子

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

天然木を細長い板状に加工したものを滅菌した製品です。

天然木の原材料:シラカバ又はブナ

【使用目的又は効果】

舌を移動させて、周辺臓器及び組織の検査を容易にする
ために用いる手術器具をいう。

【使用方法等】

適宜使用すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・本品は天産物のため、輸送、保管中の環境等により、割れ、
欠け、ささくれ等が生じることがある。その場合は使用しない
こと。
- ・破損する可能性があるため、過度な力で押さないこと。
- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管
すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)
による】。