

一般医療機器 単回使用クラス I 処置キット 33961001

滅菌処置セットR

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

スズラン株式会社

お問い合わせ先 Tel 052-981-8501

【形状・構造及び原理等】

本品は以下の構成品のうち、2つ以上の製品を組合せた医療機器である。

- 1) 医療ガーゼ:Sガーゼ(23B3X00006000001)
- 2) コットンボール:リリアン綿球(23B3X00006000002)
- 3) 医療脱脂綿:Sコットン(23B3X00006000005)
- 4) 医療用不織布:ベンリーソフト a(23B3X00006000013)
- 5) 止血用押圧器具:Rコットン(23B3X00006000052)
- 6) 雑品:セッシ、防水シート、固定テープ、綿棒、絆創膏

【使用目的又は効果】

一般的な処置を行うために必要なクラス I の各種器具、被覆保護材及び医薬品の全てを含む、プレパッケージされたキットをいう。本品は単回使用である。

【使用方法等】

本品は無菌的に滅菌袋から取り出し、そのまま直ちに、1回限り使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・体内へ留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。
- ・使用後は感染防止に留意し処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期限

容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。