

**2023 年 8 月改訂（第 5 版）
*2020 年 8 月改訂（第 4 版）

医療機器届出番号：13B1X10109000117

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

3M™ セメント スパチュラ

【形状・構造及び原理等】

本品はポリプロピレン製で、セメント等の練和に用いるスパチュラです。

【使用目的又は効果】

各種セメント等を練和するために用いる。

【使用方法等】

練板紙上にセメント等を取り出し、本品を用いて練和する。また、練和したペーストの塗布も可能です。

《使用方法に関連する使用上の注意》

本品の鋭利な部分で怪我をしないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 高温多湿を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 製造販売業者

* 名称:スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

3M は 3M 社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。