

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具
JMDN コード：70744000

ラヴァ™ ミリングバー

【形状・構造及び原理等】

本品はラヴァ™ フォームまたはラヴァ™ CNC500 に装着するドリル状の器具で、ラヴァ™ フレーム、ラヴァ™ プラス ジルコニア、ラヴァ™ DVS デジタル ベニアリング システム (以下ラヴァ™ DVS という)、ラヴァ™ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料を切削するものである。荒削り用、精密削り用及びダミー加工物用の数タイプがある。

【使用目的又は効果】

ラヴァ™ フォームやラヴァ™ CNC500 などのミリングマシンに装着し、ラヴァ™ フレーム、ラヴァ™ プラス ジルコニア、ラヴァ™ DVS、ラヴァ™ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料などを切削するために用いる。

【使用方法等】

本品をラヴァ™ フォームまたは、ラヴァ™ CNC500 に装着し、ラヴァ™ フレーム、ラヴァ™ プラス ジルコニア、ラヴァ™ DVS、ラヴァ™ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料を切削する。
ラヴァ™ フレーム マルチ XL、20XL のミリングには、タイプ 1、2、3 を、またラヴァ™ DVS のブロックのミリングには、タイプ 14、15、16、17 を、ラヴァ™ アルティメット 歯科切削加工用レジン材料には、タイプ 20、21、22、23 を使用する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

ラヴァ™ ミリングバーを装填する際には、ラヴァ™ フォームまたは、ラヴァ™ CNC500 の取り扱い説明書を必ず参照すること。

【保管方法及び有効期限等】

保管方法

高温多湿を避けること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

** TEL：0120-332-329 (カスタマーコールセンター)

ラヴァは 3M 社またはその関連会社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。