

\*2020年8月改訂（第4版）  
2017年7月改訂（第3版）（新記載要領に基づく改訂）

医療機器届出番号：13B1X10109000208

機械器具 66 歯科用練成器  
一般医療機器 歯科用練成器具  
JMDNコード：70682000

## シンフォニー™ セラミックプレート

### 【形状・構造及び原理等】

本品はレジンの練和に用いる混和皿です。

### 【使用目的又は効果】

シンフォニー™等、各種レジンを練和するために用いる。

### 【使用方法等】

本品に等量のシンフォニー™のオペークパウダーとオペークリキッドを取り出して、プラスチック製のスパチュラで練和します。

### 【使用上の注意】

その他の注意

1. 練和物が完全に硬化する前にアルコールを含む布や紙でふき取ること。

### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

- \* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

### \* 販売業者

名称：スリーエム ジャパン株式会社

TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

<https://www.3mcompany.jp/dental>

シンフォニーは3M社またはその関連会社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。