

**2023 年 8 月 改訂（第 5 版）
*2020 年 8 月 改訂（第 4 版）

医療機器届出番号：13B1X10109000209

機械器具 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具
JMDN コード：70682000

シンフォニー™ ガラス板

【形状・構造及び原理等】

本品はレジンの取り出し、混和に用いるガラス板で遮光カバーが付属しています。

【使用目的又は効果】

シンフォニー™ 等、各種レジンを取り出し、混和するために用いる。

【使用方法等】

1. 本品に適量のシンフォニー™ のペーストを取り出します。また、取り出した複数のペーストを混和して色調を調整します。
2. 取り出したペーストが光により硬化することを防ぐには遮光カバーを使用します。

【使用上の注意】

その他の注意

1. 練和物が完全に硬化する前にアルコールを含む布や紙でふき取ること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

* 名称：スリーエム ジャパン イノベーション株式会社

** TEL：0120-332-329（カスタマーコールセンター）

シンフォニーは 3M 社またはその関連会社の商標です。

保証：品質不良が明らかにされた場合は、同数量の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。