

2017年7月20日 (第2版) (新記載要領に基づく改訂)

届出番号 27B1X00011G00001

2013年2月1日 (第1版)

医療用品 04 整形用品

一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ (JMDN コード:35531000)

SH ドレープ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

使用方法

・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、手術室、その他処置室で患者身体の一部を保護するために覆い使用する。

【使用目的又は効果】

使用目的

手術室やカテーテル処置室の汚染(器具やテーブルの上)から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる不織布製の用具である。

【使用方法等】

使用方法

1. 本品の滅菌包装を開封し、無菌的に本品を取り出す。
2. 本品を適切な位置に配置する。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 使用前には必ず、滅菌包装に破れ等の損傷又は水ぬれが無いことを確認すること。
2. 本品を包装から取り出す際には、無菌操作の上取り扱うこと。
3. 本品開封後は速やかに使用すること。
4. 適切な使用を妨げるような破損や変形が本品に認められる場合は、使用しないこと。
5. 患者の皮膚に異常が認められた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
6. 高熱を発する医療機器、火気などに接触させないこと。
7. 本品使用後は、感染防止に留意し、安全な方法で廃棄すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 直射日光、水ぬれ、高温多湿な環境を避けて保管すること。
2. 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。

有効期間

製品包装に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

スーガン株式会社

[国内製造所]

株式会社ラウ

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

[発売元]



大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号 〒530-0044

<http://www.sheen-man.co.jp>

TEL. (06) 6354-7702 FAX. (06) 6354-7114