

メイビス インレーワックス

【形状、構造及び原理等】

- 1) 形状
色調：ダークグリーン
形状：スティック状及びブロック状

【使用目的又は効果】

本品は、ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャスティングワックスである。

【使用方法等】

- 1) 本品を溶解し、模型に盛り上げ形成する。
2) 通法に従い、埋没・鋳造を行う。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 本品は可燃性であるので、使用の際、火傷に注意すること。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 本品は室温で保管すること。
2) 本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
3) 使用および保管場所には、消火装置を備えること。
4) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

 **SmartPractice**
株式会社スマートプラクティスジャパン
TEL 0120-415-418

＜製造業者＞

MDL Dental Products
国名：アメリカ合衆国