

*2023 年 11 月 1 日改定作成(第 2 版)

2023 年 10 月 27 日作成(第 1 版)

機械器具 03 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 70976000

ペンタナノ ニトリル グローブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は合成ゴム（ニトリルゴム）製、左右兼用、未滅菌、パウダー（潤剤）の付いていない検査・検診用使い捨て手袋である。

本品は、手袋を介して他の媒体に細菌やウイルスが伝播するリスクを低減することを期待し、抗菌性能を持たせるためミセルをニトリルゴムに混ぜた製品である。

ただし、臨床において、本品を用いることで感染症のリスクが低下された等のデータは確認されていない。

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長 (mm) ±10 mm	240	240	240	240	240
掌幅 (mm) ±5 mm	75	85	95	106	115

色調：緑/青/白/紫/黒

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する。

【使用方法等】

包装箱より手袋を取り出し、丁寧に手に装着し使用する。

【使用上の注意】

1. 本品の使用は 1 回限りです。再使用はできません。
2. 使用前にこの添付文書をよく読んで下さい。
3. 爪先、刃物等、尖ったものなどに触れると破れたり、穴があくことがあるので注意すること。
4. 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないこと。
5. 薬品、溶剤等、強い化学薬品に対して長時間直接使用しないこと。
6. 開封後は、直射日光や強い人工光線を避け、X 線機器などに近づけないこと。
7. かゆみ、かぶれ、発疹等の症状が現れた場合には使用を中止すること。また、その後の使用に際しては慎重を期すること。
8. 感染防止のため患者ごとに新しいものに取り替えること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵・保管方法：水濡れに注意し、直射日光、蛍光灯等の紫外線を避け保管すること。
2. 有効期間：製造後 3 年。外箱に記載の使用期限の過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社スギヤマゲン

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-9

TEL：03-3814-0285

外国製造業者：PENTAVEST HOLDINGS SDN BHD

（ペンタベスト ホールディングス エスディーエヌ ビーエイチディ）

国名：マレーシア

ご使用の前に使用上の注意を必ずお読みください。